

# PharmaMatchCode



## Série PMC

Le PharmaMatchCode est une machine dédiée au contrôle des codes Pharmacode imprimés dans les étuis et notices en milieu pharmaceutique

Utilisation en automatique ou en manuel directement par les opérateurs sans aucune programmation.

Grande simplicité d'utilisation, pour une mise en œuvre rapide. Une fois branché, il suffit d'appuyer sur le bouton de comparaison et le système est prêt à fonctionner. Instructions de fonctionnement, imprimées sur le tableau de contrôle.

Conception simple, robuste et ergonomique.

Possibilité de décoder jusqu'à 24 longueurs de code sans aucun paramétrage à effectuer.

Le matching (comparaison) se fait manuellement par bouton poussoir ou en automatique par une commande série.

Interface utilisateur et paramétrages sont personnalisés selon le mode de fonctionnement souhaité.

### Caractéristiques techniques:

Boîtier de contrôle équipé d'un scanner laser automatique et d'une carte automate pour la gestion de décodage.

Matching (comparaison) de toutes les familles de codes les plus courantes. Code 39, 2/5 entrelacé, Code 128, Pharmacode etc.

Montage sur machine ou sur table pour une utilisation manuelle.

Signaux sonores, voyants de contrôle de bonne lecture, de mauvaise lecture, d'enregistrement de la comparaison.

Sorties TOR 24V

Tension d'alimentation 24VDC ou 230VAC.

### Modèles disponibles :

PMC01- Système à lecture manuelle

PMC02- Système à lecture automatique



PMC01 – Montage sur table pour une utilisation manuelle



Exemple de tableau de contrôle PMC01